

Ceras de articular en barras y herraduras

cera reus



CERA DE ARTICULAR EN BARRAS

Especialmente indicada para tomas de registros oclusales, en desdentados totales y parciales. Presentada en barras de 170 o 100mm long. de fácil manejo y aplicación.

Existen dos calidades:


- **Cera de articular en barras amarilla**, precisa de poco calentamiento y tiene una dureza y elasticidad normal.
- **Cera de articular en barras verde**, en condiciones normales no precisa de calentamiento, tiene una gran elasticidad y menor dureza.

CERA DE ARTICULAR EN HERRADURAS

Cera de las mismas características y usos de la CERA DE ARTICULAR EN BARRAS, pero preformada en forma de herradura, esto facilita el trabajo del profesional y evita las tensiones que se producen al torcer la barra.

Existen dos calidades:

- **Cera de articular en herradura amarilla**
- **Cera de articular en herradura verde.**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	UDS. POR EMBALAJE Y TIPO	MARCADO SANITARIO
23203100	cera de articular en barras amarilla 100mm,500g	50 barras	ARTBR-20	SI—CE
23271060	cera de articular en barras amarilla 170mm,600g	36 barras	ORTO-32	SI—CE
23303100	cera de articular en barras verde 100mm,500g	50 barras	ARTBR-20	SI—CE
23371060	cera de articular en barras verde 170mm,600g	36 barras	ORTO-32	SI—CE
23503100	cera de articular en herraduras, amarilla,200g	20 herraduras	ARTBR-20	SI—CE
23603100	cera de articular en herraduras, verde,200g	20 herraduras	ARTBR-20	SI—CE

cera
S.A.
REUS
www.cerareus.com